



OFÍCIO CIRCULAR Nº 01/2023 - LACEN

Teresina, 25 de Janeiro de 2023.

Aos (às) Diretores (as) dos Hospitais e Centros de Saúde do Estado do Piauí

Informamos que atualmente o LACEN-PI dispõe de kits sorológicos para **Dengue IgM, Dengue NS1, Zika IgM, Zika IgG** e kits de **Biologia molecular ZDC** que fazem diagnóstico molecular de **Dengue, Zika e Chikungunya**, e que os agravos acima relacionados têm sua cobertura diagnóstica mantida.

Ressaltamos que as amostras para sorologia são de soro (conforme manual de coleta deste Lacen-PI), e devem ser enviadas em tubo de transporte e refrigerados com estabilidade de 8 dias (temperatura de 2 a 8 °C). O prazo para coleta de amostra sorológica depende de cada agravo, para Dengue NS1 do segundo a sexto dia de sintomas, Dengue IgM e Zika IgM após o sétimo dia de sintoma, Zika IgG a partir do décimo segundo dia de sintomas. Para os testes moleculares, amostra é de soro e o prazo para coleta é do segundo ao sexto dia de sintomas.

Baseado nos agravos e prazos expostos anteriormente, informamos que os pacientes no âmbito do **Sistema Único de Saúde - SUS** não serão prejudicados, haja vista que, todos os agravos têm seu diagnóstico laboratorial garantidos, obedecendo os prazos de início de sintomas. Vale apenas ressaltar que, o prazo para coleta de sorologia para coleta de dengue tem que ser bem avaliado para que seja evitado a solicitação conjunta de Dengue IGM e Dengue NS1.

Sem mais para o momento nossos votos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

Dr. Fabrício Pires de Moura do Amaral

Diretor do LACEN-PI
Fabrício P. de M. do Amaral
Farmacêutico - Bioquímico
Diretor do Lacen - PI
CRF - 531 / PI